

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書				
物品番号			仕 様 書 番 号	
麻酔システム，多項目モニタ及び麻酔記録装置付			GM-T108001B	
	作	成	令和	2年 8月20日
	変	更	令和	7年 4月 4日
	作成部隊等名		補給統制本部 衛生部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の麻酔システムについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“麻酔システム、多項目モニタ及び麻酔記録装置付”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とするほか、調達品目表による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績

があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 搬入・調整

搬入及び調整は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て及び調整を行う。

6.4 I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は，GLT－CG－Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT－CG－Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 7年 4月 4日
仕様書番号	GM-T108001B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
麻酔システム	ドレーゲルジャパン (株) ドレーゲル全身麻酔装置 ペルセウス A500 GEヘルスケア・ジャパン (株) 麻酔システム エイシス CS2Pro 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

番号	名称	ドレーゲルジャパン (株)		GEヘルスケア・ジャパン (株)	
		規格など	数量 ^{a)}	規格など	数量 ^{a)}
1	麻酔システム 本体	ペルセウスA500	1	エイシスCS2Pro (ACGOあり)	1
		3ガス電気ミキサー, アド バンスボンベサポート		E-sCAiOVEモジ ュール	1
		Vapor Viewオプ ション (2気化器)		—	—
		O2減圧器, ピンインデッ クス			
		エコノメータートレンド+ ログブック出力			
		呼吸音			
		ローフローウィザード			
		Pressure Sup port			
		FiO2予測			
		肺リクルーメント			
		ボンベホルダー, 2ボンベ 用			
		圧力ゲージ			

調達品目表（続き）

2 構成（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
1 （続き）	麻酔システム本体（続き）	フレキシブル換気バッグアーム	1	—	—
		AGSホースコネクタ， 8／12mm			
		基本ユニット，トロリーベース			
		引出しモジュール，スタンダード			
		筆記台付ボックス			
		トップシェルフ			
2	耐圧ホースO ₂	耐圧ホースO ₂ 川重ピンタイプ 5m M35804	1	O ₂ 耐圧ホース（5M—川重）I012858LSI	1
3	耐圧ホースN ₂ O	耐圧ホースN ₂ O 川重ピンタイプ 5m M35807	1	N ₂ O耐圧ホース（5M—川重）I015397LSI	1
4	耐圧ホース（Air）	耐圧ホース（Air）DISS—川重 5m M35801	1	Air耐圧ホース（5M—川重）I003841LSI	1
5	気化器（セボフルラン）	気化器 Vapor3000（セボフルラン）M36500	1	アラジン2カセットSEVOイーजीーフィル1100—9030—000	1
6	気化器（デスフルラン）	気化器 D—Vapor3000（デスフルラン）M36700	1	アラジン2カセット DES 1100—9026—000	1
7	19インチ生体情報モニタ	（株）フィリップス・ジャパン IntelliVueMX750生体情報モニタ 866471	1	（株）フィリップス・ジャパン IntelliVueMX750生体情報モニタ 866471	1
8		（株）フィリップス・ジャパン 本体（8chモデル）19インチワイド液晶タッチスクリーン	1	（株）フィリップス・ジャパン 本体（8chモデル）19インチワイド液晶タッチスクリーン	1

調達品目表（続き）

2 構成（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
9	19インチ生体 情報モニタ（続 き）	（株）フィリップス・ジ ャパン 重症領域用ソフ トウェア	1	（株）フィリップス・ジ ャパン 重症領域用ソフ トウェア	1
10		（株）フィリップス・ジ ャパン RS232/M IBインターフェース	1	（株）フィリップス・ジ ャパン RS232/M IBインターフェース	1
11		（株）フィリップス・ジ ャパン マニュアルセッ ト	1	（株）フィリップス・ジ ャパン マニュアルセッ ト	1
12	4スロットモジ ュールサーバ	（株）フィリップス・ジ ャパン FMX4スロッ トモジュールサーバ 8 66468	2	（株）フィリップス・ジ ャパン FMX4スロッ トモジュールサーバ 8 66468	2
13		（株）フィリップス・ジ ャパン MMSマウント	1	（株）フィリップス・ジ ャパン MMSマウント	1
14	接続ケーブル	（株）フィリップス・ジ ャパン Intelli Vue接続ケーブル M 8022A	1	（株）フィリップス・ジ ャパン Intelli Vue接続ケーブル M 8022A	1
15		（株）フィリップス・ジ ャパン MS Lケーブル 0.75m	1	（株）フィリップス・ジ ャパン MS Lケーブル 0.75m	1
16		（株）フィリップス・ジ ャパン MS Lケーブル 2m	2	（株）フィリップス・ジ ャパン MS Lケーブル 2m	2
17	搬送用モジュー ル	（株）フィリップス・ジ ャパン Intelli Vue X3 MMS （心電図／呼吸・非観血 血圧・SPO2）867 030	1	（株）フィリップス・ジ ャパン Intelli Vue X3 MMS （心電図／呼吸・非観血 血圧・SPO2）867 030	1

調達品目表（続き）

2 構成（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
18	搬送用モジュール（続き）	（株）フィリップス・ジャパン 本体4chモデル6.1インチワイド液晶スクリーン	1	（株）フィリップス・ジャパン 本体4chモデル6.1インチワイド液晶スクリーン	1
19		（株）フィリップス・ジャパン FAST SPO2アルゴリズムモデル	1	（株）フィリップス・ジャパン FAST SPO2アルゴリズムモデル	1
20		（株）フィリップス・ジャパン Critical Care Transport ソフトウェア	1	（株）フィリップス・ジャパン Critical Care Transport ソフトウェア	1
21		（株）フィリップス・ジャパン デュアル観血血圧・体温1ch測定機能	1	（株）フィリップス・ジャパン デュアル観血血圧・体温1ch測定機能	1
22		（株）フィリップス・ジャパン キャリーハンドル	1	（株）フィリップス・ジャパン キャリーハンドル	1
23		（株）フィリップス・ジャパン マニュアルセット	1	（株）フィリップス・ジャパン マニュアルセット	1
24	拡張モジュール	（株）フィリップス・ジャパン ヘモダイナミック拡張モジュール 867039	1	（株）フィリップス・ジャパン ヘモダイナミック拡張モジュール 867039	1
25		（株）フィリップス・ジャパン デュアル観血血圧・体温1ch	1	（株）フィリップス・ジャパン デュアル観血血圧・体温1ch	1
26	Bisモジュール	（株）フィリップス・ジャパン IntelliVue Bisモジュール M1034B	1	（株）フィリップス・ジャパン IntelliVue Bisモジュール M1034B	1

調達品目表（続き）

2 構成（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
27	Bisモジュール（続き）	（株）フィリップス・ジャパン BISデバイス（パワータップ）	1	（株）フィリップス・ジャパン BISデバイス（パワータップ）	1
28	NMTモジュール	（株）フィリップス・ジャパン IntelliVue NMTモジュール 865383	1	（株）フィリップス・ジャパン IntelliVue NMTモジュール 865383	1
29	外部機器接続モジュール	（株）フィリップス・ジャパン IntelliBridgeEC10外部機器接続モジュール 865115	2	（株）フィリップス・ジャパン IntelliBridgeEC10外部機器接続モジュール 865115	2
30		（株）フィリップス・ジャパン RS232/LAN接続モデル	2	（株）フィリップス・ジャパン RS232/LAN接続モデル	2
31		（株）フィリップス・ジャパン Drager麻酔器Peruseus A500用ドライバ	1	（株）フィリップス・ジャパン GE麻酔器エイシスCS2Pro用ドライバ	1
32		（株）フィリップス・ジャパン Edwards心機能モニタHemosphere用ドライバ	1	（株）フィリップス・ジャパン Edwards心機能モニタHemosphere用ドライバ	1
33		（株）フィリップス・ジャパン IntelliBridgeBC5 IDモジュール 865114	2	（株）フィリップス・ジャパン IntelliBridgeBC5 IDモジュール 865114	2
34		（株）フィリップス・ジャパン Drager麻酔器ペルセウスA500用	1	（株）フィリップス・ジャパン GE麻酔器エイシスCS2Pro用ドライバ	1

調達品目表（続き）

2 構成（続き）

番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
35	IDモジュール （続き）	（株）フィリップス・ジャパン Edwards 心機能モニターHemo Sphere用	1	（株）フィリップス・ジ ヤパン Edwards 心機能モニターHemo Sphere用	1
36		（株）フィリップス・ジ ヤパン IDモジュール 接続ケーブル3m	2	（株）フィリップス・ジ ヤパン IDモジュール 接続ケーブル3m	2
37	レコーダーモジ ュール	（株）フィリップス・ジ ヤパン レコーダーモジ ュール M1116C	1	（株）フィリップス・ジ ヤパン レコーダーモジ ュール M1116C	1
38	マウントキット	（株）フィリップス・ジ ヤパン X3/MX10 0用ベッドハンガーマウ ント 98980320 0021	1	（株）フィリップス・ジ ヤパン X3/MX10 0用ベッドハンガーマウ ント 98980320 0021	1
39		（株）フィリップス・ジ ヤパン X3/MX10 0用回転式クイッククラ ンプマウント 9898 03200031	1	（株）フィリップス・ジ ヤパン X3/MX10 0用回転式クイッククラ ンプマウント 9898 03200031	1
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。					

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 麻酔システムは、次による。

1) ベッドサイドモニタ及び麻酔記録装置の搭載が可能なキャスタ付きの架台を備え、麻酔ワークステーションとしての運用が可能とする。

2) 電源停止時において自動的にバッテリー駆動へ移行し、30分以上の稼働が可能とし、手動換気、フレッシュガス及び麻酔薬の供給が可能とする。

3) 気化器の2個以上の使用が可能とし、麻酔薬の液量計を備え、セボフルラン及びデスフルランの使用が可能とする。

4) 安全機能をもち、各種ガスバルブ、電源、バッテリーなどに異常が発生したときは、音響、表示などによって異常を知らせる機能をもつ。

5) 低流量麻酔に対応が可能とする。

調達品目表（続き）

- 6) 酸素、空気及び笑気のみキシングが可能とする。
 - 7) 麻酔薬消費量の自動記録が可能とする。
 - 8) 麻酔ガス（ O_2 、 N_2O 、 $E t C O_2$ 及びMAC）などのパラメータ計測が可能とする。
 - 9) 定量式、従圧式、1回換気量維持型従圧式換気、SIMV及びプレッシャーサポート補助換気方式の呼吸管理が可能とする。
 - 10) ディスポーサブアブゾーバの選択が可能とし、容量は、800 ml～1400 mlとする。
 - 11) 笑気ガス（ N_2O ）補助ポンベの搭載が可能とする。
- b) 19インチ生体情報モニタは、次による。
- 1) 外形寸法は、W550 mm以下×D250 mm以下×H400 mm以下とする。
 - 2) ディスプレイは、19型以上のフルHDカラーモニタLCD（TFT）とし、12波形以上の同時表示が可能とする。
 - 3) モジュールラック2台を接続することで、最大8スロット以上のプラグインモジュールの使用が可能とする。
 - 4) 心電図、心拍数、PVC、STレベル、呼吸数、非観血血圧（NBP）、観血血圧、 $S p O_2$ 値及び脈拍数の測定が可能とする。
 - 5) 官側が運用している周術期部門システムと接続し、使用が可能とする。
なお、官側が運用している周術期部門システム及び接続の有無は、調達要領指定書によって指定する。
- c) 搬送用モジュールは、次による。
- 1) 外形寸法は、W250 mm以下×D120 mm以下×H100 mm以下とする。
 - 2) ディスプレイは、6.1型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイとし、5波形以上の同時表示が可能とする。
 - 3) 19インチ生体情報モニタと接続し、セカンドディスプレイとして使用が可能とする。また、アラーム消音及び非観血血圧のスタート・ストップ操作を行うことが可能とする。
 - 4) 搬送用モジュールは、19インチ生体情報モニタから外して搬送用として使用が可能とし、本体質量は、1.5 kg以下とする。
 - 5) バッテリーを備え、稼働時間は、5時間以上とする。

4 附属品

番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
1	余剰ガス排出ホース	余剰ガス排出ホース M V07132	5	余剰ガスホース（5M－ セントラルユニ） I O 15393LSI	1
2	余剰ガス壁側アダプ タ	セントラルユニL字 M V07190	1	—	—

調達品目表（続き）

4 附属品（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
3	ホースクリップ	セントラルユニ余剰ガス 用 MV07195	1	—	—
4	麻酔回路	—	—	ハイトレル患者回路（成人用）0.9m	1
5	ABSバックアームコネクタ	—	—	ABSバックアームコネクタ	1
6	CALガスボンベ用減圧弁	—	—	CALガスボンベ用減圧弁	1
7	校正用ガス	—	—	校正用ガス	1
8	ガスサンプリングライン	—	—	ガスサンプリングライン PVC/PE 3m 10本入	1
9	キャスターガード	キャスターサイズ12.7cm以下 M36049	1	キャスターガード	1
10	スタートアップキット	CLIC スタートアップキット 5315010	1	—	—
11	USBスティック	USB Stick 1GB	1	—	—
12	テスト肺	Self Test Lung MP20020	1	—	—
13	サンプルライン	サンプルリングチューブ（10個入り）8290286	1	—	—
14	オフセットフローセンサ	—	—	ABS Flowセンサ — ストロングライフ	1
15	ウォーターロック	IDウォーターロック2 インフィニティID機能付 Apollo/Primus IE用 6872020	1	—	—

調達品目表（続き）

4 附属品（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
16	ウォータートラップ	—	—	D-e-f-e-n-d Pro ウォータートラップ M1 1826295	1
17	呼吸バッグ	換気バッグシリコン2. 3L 2166062	1	—	—
18	排気ライン	—	—	排気ライン（18cm）	1
19	プレート	—	—	トップシェルフプレート フィリップスチャネル用	1
20	マウントキット	M-S-e-r-i-e-s S-u-p-p-o-r-t A-r-m K-i-t 989801190604 AG-0018-21	1	Mシリーズアーム 3 0.5cm WMM-0005-06	1
21		G-C-X VHMアーム 989801197046 WS-0004-57	1	VHM-Pアーム 2 0.3cm延長付 Lブラケット用 WS-0012-17	1
22		G-C-X ディスプレイ&キーボード用Lブラケット 989801132054 FLP-0008-45	1	ディスプレイ／キーボードマウント（Lブラケット，ボード折りたたみ機能付き）FLP-0008-45	1
23		G-C-X チャネル付延長アーム WS-0003-12 989801134413	1	延長バー付チャネル WS-0003-12	1
24		G-C-X CPUマウント WM-0007-41B 989801190681	1	CPU壁マウント 7. 6～11.4cm	1
25		G-C-X キーボードトレイ WM-0023-56 989801136015	1	キーボードトレイ52. 8cm 左右スライドアウト式マウストレイ付 WM-0023-56	1

調達品目表（続き）

4 附属品（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
26	マウントキット （続き）	—	—	エイシス CS2B65 0/450縦型マウント Field	1
27		L15 Philips IntelliVue —30.5cm MSe ris	1	—	—
28		L15 Arm for Poly Quip P ost 30.5×3 0.5cm M	1	PolyQuipポスト 30.5cm PQ-0 008-11	1
29		L15 Monitor and Keyboar d Mount	1	—	—
30		L15 VHM-Pアーム 20.3cm延長付 L ブラケット用	1	バーコードスキャナーマ ウント（Lブラケット取 付用）BCR-0001 -15	1
31		L15 ディスプレイ& キーボード用 ブラケッ ト 作業トレイ	1	Lブラケット取付用作業 トレイFLP-0008 -48	1
32		L15 Keyboard Tray	1	—	—
33		ディスプレイハンドル	1	ディスプレイハンドル FLP-0008-64	1
34		L15 8.9cm F ixed Extens ion with Ch annel	1	—	—
35		L15 CPU mou nt 7.6-11.4 cm	1	—	—
36		UPS Mount 1 2.7-20.3cm	1	UPSマウント WM- 0030-02	1

調達品目表（続き）

4 附属品（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
37	マウントキット （続き）	L15 22.9cm Fixed Extension with Channel	1	—	—
38		FMX-4用ハンガーレール 32mm径ポスト取付用	1	—	—
39	N ₂ O補助ポンベ 取付用キット	MK10223	1	エイシス用N2Oシリンダーアップグレードキット 1011-8055-000	1
40	3電極患者ケーブル	（株）フィリップス・ジャパン 3電極患者ケーブル（12ピン270cm）989803170171	1	（株）フィリップス・ジャパン 3電極患者ケーブル（12ピン270cm）989803170171	1
41	3電極リードOR 用グラバー型	（株）フィリップス・ジャパン 3電極リードOR用グラバー型 M1678A	1	（株）フィリップス・ジャパン 3電極リードOR用グラバー型 M1678A	1
42	5電極患者ケーブル	（株）フィリップス・ジャパン 5電極患者ケーブル（12ピン270cm）M1668A	1	（株）フィリップス・ジャパン 5電極患者ケーブル（12ピン270cm）M1668A	1
43	5電極リードOR 用グラバー型	（株）フィリップス・ジャパン 5電極リードOR用グラバー型 M1974A	1	（株）フィリップス・ジャパン 5電極リードOR用グラバー型 M1974A	1
44	SPO ₂ 用アダプ タケーブル	（株）フィリップス・ジャパン フィリップスSPO ₂ 用アダプタケーブル（3m）M1943AL	1	（株）フィリップス・ジャパン フィリップスSPO ₂ 用アダプタケーブル（3m）M1943AL	1

調達品目表（続き）

4 附属品（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
45	ディスポーザブルSPO ₂ センサ	（株）フィリップス・ジャパン フィリップスディスポーザブルSPO ₂ センサクリップタイプ20個 989803205831	1	（株）フィリップス・ジャパン フィリップスディスポーザブルSPO ₂ センサクリップタイプ20個 989803205831	1
46	ディスポーザブルSPO ₂ 成人用指センサ	（株）フィリップス・ジャパン フィリップスディスポーザブルSPO ₂ 成人用指センサ（3m）M1191BL	1	（株）フィリップス・ジャパン フィリップスディスポーザブルSPO ₂ 成人用指センサ（3m）M1191BL	1
47	接続チューブ	（株）フィリップス・ジャパン NIBPカフ接続チューブ（300cm）989803209771	1	（株）フィリップス・ジャパン NIBPカフ接続チューブ（300cm）989803209771	1
48	コンフォートカフ小児用	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ小児用 M1572A	1	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ小児用 M1572A	1
49	コンフォートカフ成人用（小）	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ成人用（小） M1573A	1	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ成人用（小） M1573A	1
50	コンフォートカフ成人用（中）	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ成人用（中） M1574A	1	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ成人用（中） M1574A	1
51	コンフォートカフ成人用（大）	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ成人用（大） M1575A	1	（株）フィリップス・ジャパン コンフォートカフ成人用（大） M1575A	1

調達品目表（続き）

4 附属品（続き）					
番号	名称	ドレーゲルジャパン（株）		GEヘルスケア・ジャパン（株）	
		規格など	数量 a)	規格など	数量 a)
52	NMTハンドアダプタ	（株）フィリップス・ジャパン NMTハンドアダプタ 989803199211	1	（株）フィリップス・ジャパン NMTハンドアダプタ 989803199211	1
53	圧トランスデューサー接続ケーブル	（株）フィリップス・ジャパン Edwards 圧トランスデューサーT ruWave用接続ケーブル（896083021）989801191178	2	（株）フィリップス・ジャパン Edwards 圧トランスデューサーT ruWave用接続ケーブル（896083021）989801191178	2
54	ディスポ体温プローブ用接続ケーブル	（株）フィリップス・ジャパン ディスポ体温プローブ用接続ケーブル 3.1m 21082A	1	（株）フィリップス・ジャパン ディスポ体温プローブ用接続ケーブル 3.1m 21082A	1
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。					