

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
スライド，迅速血液分析装置用	EM-T130769G	
	作 成	令和 2年12月23日
	変 更	令和 7年 3月 3日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のスライド，迅速血液分析装置用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1によるものとし，調達する種類は，調達要領指定書において，表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6505-283-2744-5	ChE-P，50枚
2	6630-100-9402-5	GOT/AST-PⅢ，50枚
3	6630-100-9403-5	GPT/ALT-PⅢ，50枚
4	6630-100-9404-5	TBIL-PⅢ，50枚
5	6630-100-9405-5	GLU-PⅢ，50枚
6	6630-100-9406-5	CRP-SⅢ，50枚
7	6630-100-9407-5	AMYL-PⅢ，50枚
8	6630-100-9408-5	GGT-PⅢ，50枚
9	6630-100-9409-5	CPK-PⅢ，50枚
10	6630-100-9412-5	BUN-PⅢ，50枚
11	6630-100-9413-5	CRE-PⅢ，50枚
12	6630-100-9414-5	UA-PⅢ，50枚
13	6630-100-9415-5	TCHO-PⅢ，50枚

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
14	6630-100-9416-5	HDL-C-PⅢD, 50枚
15	6630-100-9417-5	TG-PⅢ, 50枚
16	6630-100-9418-5	Ca-PⅢ, 50枚
17	6630-100-9419-5	TP-PⅢ, 50枚
18	GM741303612	ALB-P (BCP), 50枚
19	6630-100-9421-5	NH3-PⅡ, 50枚
20	6630-101-0083-5	IP-P, 50枚
21	GM741267329	LDH-P (IFCC), 50枚
22	GM741267330	ALP-P (IFCC), 50枚

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 スライド、迅速血液分析装置、ChE-P, 50枚

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、体外診断用医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表2による。

表2-品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名
スライド、迅速血液分析装置用	ChE-P, 50枚	富士フィルム (株) 富士ドライケムスライド CHE-P 50枚入 (個別包装)

表2-品名，規格及びカタログ製品名（続き）

品名	規格	カタログ製品名
スライド，迅速血液分析装置用	GOT/AST-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド GOT/AST-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	GPT/ALT-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド GPT/ALT-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	TBIL-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド TBIL-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	GLU-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド GLU-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	CRP-SⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド CRP-SⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	AMYL-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド AMYL-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	GGT-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド GGT-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	CPK-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド CPK-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	BUN-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド BUN-PⅢ，50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	CRE-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド CRE-PⅢ，50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	UA-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド UA-PⅢ，50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	TCHO-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド TCHO-PⅢ，50枚入(個別包装)

表2-品名，規格及びカタログ製品名（続き）

品名	規格	カタログ製品名
スライド，迅速血液分析装置用	HDL-C-PⅢ D，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド HDL-C-PⅢD 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	TG-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド TG-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	Ca-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド Ca-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	TP-PⅢ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド TP-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	ALB-P（BCP），50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド ALB-P（BCP） 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	NH3-PⅡ，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド NH3-PⅡ 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	IP-P，50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド IP-P 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	LDH-P（IFCC），50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド LDH-P（IFCC） 50枚入(個別包装)
スライド，迅速血液分析装置用	ALP-P（IFCC），50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド ALP-P（IFCC） 50枚入(個別包装)

4 品質保証

品質保証は，次による。

- a) 納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後6か月以内とする。ただし，製造後6か月以内の製品が納品できない場合は，流通している最新の製造年月である証明を，納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 スライド，迅速血液分析装置用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に記載がない場合，図1に，その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1－個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，納品書に図2を添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書